

Lux Optical[®]

plum



DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Station murale avec couvercle frontal anti-poussières
- Contient 2 flacons de solution ophtalmique (2 X 500ml)
- Solution ophtalmique: solution stérile de chlorure de sodium 0,9%

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Ouverture rapide du couvercle
- Mode d'emploi par pictogramme affiché à l'intérieur du couvercle
- Miroir à l'intérieur
- Conservation: 3 ans après la date de fabrication indiquée sur le flacon

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Lieux de travail sales et poussiéreux

CONDITIONNEMENT

- Carton unitaire
- Température de conservation: 5°-35°C

NORMALISATION

Tous les produits de lavage des yeux PLUM sont **étiquetés CE** conformément à la réglementation sur les **dispositifs médicaux** en vigueur (Directive Européenne 93/42/CEE, classe I) et ils sont stériles afin que l'œil ne soit pas infecté par des germes étrangers pendant le rinçage.

